

# Операционный стол 1650

Многофункциональный  
надежный мобильный



- Легкость перемещения
- Многофункциональная регулировка столешницы
- Прочная надежная конструкция
- Широкий выбор принадлежностей для специализированных процедур

Операционный стол 1650 является высококачественным многоцелевым изделием по экономичной цене. Стол подлежит использованию в общей хирургии, а также для специализированных хирургических процедур. Функциональный компактный дизайн стола обеспечивает персоналу свободный доступ к пациенту. Изменение положений стола производится плавно и просто. Богатый выбор дополнительных принадлежностей отвечает самым взыскательным требованиям специалистов.



Различные положения стола 1650



Нетяжелый и простой в маневрировании операционный стол 1650 фирмы Мериваара представляет собой прочную и надежную конструкцию. Функциональное устройство 1650 обеспечивает возможность его использования при различных процедурах, включая те, где необходимо применение приборов, требующих электрического подсоединения.

Мериваара не обходила "острые углы" при изготовлении 1650. Обшивка станины и центральной поддерживающей колонны сделана из гигиеничной нержавеющей стали, в то время как рама стола изготовлена из прочной стали со специальным порошковым покрытием. Стол сделан из изготовленной под высоким давлением пластмассы, которая пропускает рентгеновские лучи при проведении рентгеноскопии. Все поверхности находятся в пределах досягаемости, что позволяет легко производить их очистку, в то время как конструкция операционного стола 1650 обеспечивает свободный доступ к пациенту.

1650 снабжен удобной ножной педалью, которая позволяет регулировать высоту стола с помощью гидравлического привода. Газовые пружины облегчают регулировку положения поверхности стола. Все регулировочные устройства удобно расположены в пределах досягаемости для обслуживающего персонала.

# Операционный стол 1650

## Технические характеристики

- Столешница – 4 или 5-секционная
- Корпуса основания и колонны – из нержавеющей стали а алюминия
- Рама столешницы – из стали с эпоксидным покрытием
- Рельсы для принадлежностей – из нержавеющей стали
- Столешница – из спрессованного под высоким давлением рентгенопрозрачного ламината
- Литые съемные антистатические полиуретановые матрасы
- Макс. вес пациента – 135 кг

## Регулировки

Гидравлические регулировки посредством ножной педали:

- высоты: 730 ... 1040 мм
- Пневматические регулировки:
- Тренделенбург / Антитренделенбург:
  - -25°... +25°
  - спинной секции: -15°...+90°
  - боковой наклон: ± 15°
  - ножной секции: -90°...+0°, секция съемная
  - опоры для головы: -40°...+30°, опора съемная

## Размеры

- Длина матрасного основания – 1950 мм
- Ширина матраса – 500 мм
- Общая ширина – 620 мм
- Вес – 135 кг

Подсоединение принадлежностей и дополнительного оборудования производится быстро и легко.

Мериваара применила новую технологию в производстве съемных матрасов, используемых вместе с операционным столом 1650. При этом был использован материал, обладающий антистатическими свойствами и пропускающий рентгеновские лучи при использовании рентгеноскопии. Материал очень прочен и легко очищается. Матрац надежно прикрепляется к основанию стола, что устраняет возможность его отсоединения при перемещении пациента.

Операционный стол 1650 поставляется с набором многоцелевых принадлежностей и специального оборудования. Это позволяет быстро и удобно оснастить операционный стол необходимыми принадлежностями для проведения требуемых хирургических процедур. Наличие надежных колес обеспечивает безопасность перемещения стола. Во время хирургических процедур 1650 надежно закрепляется на специальных подставках, что обеспечивает его устойчивость и безопасность использования.



**Merivaara Corp.**

Puustellintie 2, FI-15150 LAHTI, FINLAND  
Tel. +358 3 3394 611 • Fax +358 3 3394 6144  
merivaara@merivaara.fi

[www.merivaara.com](http://www.merivaara.com)

