

CHISON

Ультразвуковая система

i8

Премиум под рукой




ООО "Рус-эксп"
Официальный дистрибьютор
CHISON в РФ
www.chisonrus.ru
E-mail: info@rus-exp.com
+7 (495) 972-24-18, 972-92-14

ПРЕМИАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН




ПРЕМИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ




SonoPW

- В режиме PW можно расширить до 4 пробоотборника.
- Это позволяет переключать и активировать каждый пробоотборник для реализации измерения спектра в одном сердечном цикле в разных точках. Поддерживать синхронное отображение спектра и значения скорости.




SonoNeedle

- Функция SonoNeedle - Передовая ультразвуковая диагностическая система навигации при пункции. В этом режиме путь иглы и положение кончика иглы динамически отображаются в цвете в режиме реального времени.
- Это позволяет повысить эффективность и точность пункции.



Auto EF

- Автоматическое распознавание границ эндокарда для автоматического измерения сердечной функции (EDV, ESV, FF).
- Это повышает эффективность работы.




Деформация и скорость деформации

- Новый неинвазивный метод оценки функции миокарда.
- Способность различать активное и пассивное движение сегментов миокарда для количественной оценки внутрижелудочковой десинхронии.
- Оценить компоненты функции миокарда.




SonoContrast




- Разработан для визуализации микроциркуляции в ткани, то есть кровотока в незаметных кровеносных сосудах.
- Потенциально может быть использовано для улучшения диагностики и терапии в нескольких клинических ситуациях.
- Большая чувствительность, лучшая производительность.

Эластография




- Отображение эластичности различных тканей разным цветом.
- Предоставить больше клинической информации, особенно по поводу рака молочной железы, щитовидной железы, печени и предстательной железы, включая линейный, выпуклый, трансвагинальный датчик.
- Измерение коэффициента деформации количественно дает соотношение между средней деформацией выбранной области и соседней области нормальной ткани.

SonoCrystal




- Предоставить контекстную и поверхностную информацию.
- Позволяет точное понимание анатомии пациента.
- Легко различает мягкие ткани и структуру.

ПРЕМИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




Сонная артерия



Сосуд пальцев, режим PW



Лимфаденопатия, режим С



Сосуд Матки, режим PW



Плод, режим В



Лицо плода, Virtual HD

ПРЕМИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




Сердце




Сердце




TV регургитация, режим С



TV регургитация, режим CW



Простата, Эластография



ПОЧКА, РЕЖИМ С

ПРЕМИАЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Конвексный датчик



D3C20L



D6C15L



D3C60L

Линейный датчик



D7L40L



D12L40L



M8L40L



D8L50L



M8L60L

Транс-вагинальный датчик



D6C12L



D7C10L

Транс-ректальный датчик



D7BC8



D7L40L-REC

Фазированный датчик



D3P64L



D5P64L



D3P64LS

Специальный датчик



T5P64L



D2D16L



D10L30L

Объемный Датчик



V6C10L



V4C40L

ООО "Рус-эксп"
Официальный дистрибьютор
CHISON в РФ
www.chisonrus.ru
E-mail: info@rus-exp.com
+7 (495) 972-24-18, 972-92-14