



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

## РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 29 сентября 2016 года № ФСЗ 2008/01978

На медицинское изделие  
Фиброскопы "ПЕНТАКС" для исследования мочеполовой системы  
с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано  
"ХОЯ Корпорейшн", Япония,  
HOYA Corporation, 6-10-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, 160-0023, Japan

Производитель  
"ХОЯ Корпорейшн", Япония,  
HOYA Corporation, 6-10-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, 160-0023, Japan

Место производства медицинского изделия  
HOYA Corporation, 6-10-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, 160-0023, Japan

Номер регистрационного досье № РД-13220/53349 от 14.09.2016

Вид медицинского изделия см.приложение

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 94 4210

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 29 сентября 2016 года № 10338  
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0024151



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 29 сентября 2016 года № ФСЗ 2008/01978

Лист 1

На медицинское изделие

**Фиброскопы "ПЕНТАКС" для исследования мочеполовой системы с принадлежностями:**

- уретеро-ренофиброскоп: FUR-9RBS (вид 179480);
- цистофиброскоп: FCY-15RBS (вид 179720);
- гистерофиброскопы: FHY-10RBS, FHY-15RBS (вид 179810).

**Принадлежности:**

1. Чистящие щетки типа CS (не более 15 шт.).
2. Крышки для очистки цилиндра отсоса типа OF-B (не более 2 шт.).
3. Резиновые клапаны биопсийного канала типа OF-B (не более 20 шт.).
4. Крышки окуляра типа OF-D (не более 2 шт.).
5. Силиконовое масло типа OF-Z (не более 3 фл.).
6. Крышки газового клапана типа OF-C (не более 2 шт.).
7. Клапан отсоса типа OF-B (не более 9 шт.).
8. Клапаны ирригации резиновые типа OF-B (не более 9 шт.).
9. Источники света батарейные типа BS (не более 6 шт.).
10. Кабели световода типа BS-LC (не более 2 шт.).
11. Набор галогеновых ламп типа BS-H (не более 3 наборов).
12. Крышки для замачивания типа BS-B (не более 3 шт.).
13. Источник света трансформаторного типа, типа BS-LHAC (не более 2 шт.).
14. Щипцы "захватывающая корзина" типа GB-W (не более 15 шт.).
15. Рукоятка щипцов "захватывающая корзина" типа OD-B (не более 10 шт.).
16. Биопсийные щипцы с окном типа KW (не более 10 шт.).
17. Кейсы типа VF (не более 2 шт.).
18. Инструкции пользователя (не более 3 шт.).
19. Ключи (не более 3 шт.).
20. Тестеры герметичности типа SHA (не более 2 шт.).
21. Адаптеры типа AL, AL-OL, AT, AP (не более 3 шт.).
22. Наборы O-образных колец типа OF-B (не более 3 наборов).

7

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0026533