

Видеоэндоскопическое оборудование

SonoScape
Caring for Life Through Innovation



Осветитель HDL-320E

Основная лампа: LED (светодиодная) – по силе света аналогична ксенону 150 W

- срок работы - 50 000 часов
- выходной световой поток - 800 Люмен
- цветовая температура – 5 700 К
- мощность – 50 Вт



Запасная лампа: Галогеновая

- срок работы - 50 часов
- выходной световой поток - 450 Люмен
- цветовая температура – 3 200 К
- мощность – 150 Вт

Типы ламп осветителей



Характеристики	Галогеновая	LED (светодиодная)	Ксеноновая (HD-330 HD)
Цветовая температура	3,200 К	5,700 К	5,900 К
Выходной световой поток	450 Люмен	800 Люмен	1,800 Люмен
Срок работы	50 часов	50,000 часов	500 часов
Мощность	150 Вт	50 Вт	300 Вт

