



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

## РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 27 августа 2019 года № РЗН 2019/8129

На медицинское изделие

Аппарат для ультразвукового лифтинга, варианты исполнения: Liftera-A,  
Liftera-P

Настоящее регистрационное удостоверение выдано  
Общество с ограниченной ответственностью "ГК СпортМедИмпорт"  
(ООО "Группа компаний СпортМедИмпорт"), Россия,  
199004, Санкт-Петербург, 4-я линия В.О., д. 13, помещ. 9

Производитель  
"АСТЕРАСИС Ко., Лтд.", Республика Корея,  
ASTERASYS Co., Ltd., 902, (Medical device support center), 200, Gieopdosi-ro,  
Jijeongmyeon, Wonju-si, Gangwon-do, Republic of Korea

Место производства медицинского изделия  
ASTERASYS Co., Ltd., 902, 200, Gieopdosi-ro, Jijeong-myeon, Wonju-si, Gangwon-do,  
Korea

Номер регистрационного досье № РД-28433/38107 от 01.08.2019

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2a

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической  
деятельности 26.60.13.150

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 27 августа 2019 года № 6393  
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0044628



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 августа 2019 года

№ РЗН 2019/8129

Лист 1

На медицинское изделие

**Аппарат для ультразвукового лифтинга, варианты исполнения: Liftera-A, Liftera-P:**

Аппарат для ультразвукового лифтинга, вариант исполнения: Liftera-A, в составе:

1. Аппарат для ультразвукового лифтинга, вариант исполнения: Liftera-A (основной блок) - 1 шт.
2. Манипула - 1 шт.
3. Картридж 1 для лица: 4 МГц / 3,0 мм - не более 3 шт. (при необходимости).
4. Картридж 1 для лица: 4 МГц / 4,5 мм - не более 3 шт. (при необходимости).
5. Картридж 2 для лица: 7 МГц / 1,5 мм - не более 3 шт. (при необходимости).
6. Картридж 2 для лица: 7 МГц / 3,0 мм - не более 3 шт. (при необходимости).
7. Картридж 3 для тела (живот): 4 МГц / 7,0 мм - не более 3 шт. (при необходимости).
8. Картридж 3 для тела (живот): 4 МГц / 10,0 мм - не более 3 шт. (при необходимости).
9. Картридж 3 для тела (живот): 4 МГц / 13,0 мм - не более 3 шт. (при необходимости).
10. Картридж 4 для тела (бедро): 4 МГц / 7,0 мм - не более 3 шт. (при необходимости).
11. Картридж 4 для тела (бедро): 4 МГц / 10,0 мм - не более 3 шт. (при необходимости).
12. Картридж 4 для тела (бедро): 4 МГц / 13,0 мм - не более 3 шт. (при необходимости).
13. Тележка для транспортировки аппарата с ящиками - не более 1 шт. (при необходимости).
14. Кабель питания - 1 шт.
15. Руководство по использованию - 1 шт.

Аппарат для ультразвукового лифтинга, вариант исполнения: Liftera-P, в составе:

1. Аппарат для ультразвукового лифтинга, вариант исполнения: Liftera-P (основной блок) - 1 шт.
2. Манипула - 1 шт.
3. Картридж 1 для лица: 4 МГц / 3,0 мм - не более 3 шт. (при необходимости).
4. Картридж 1 для лица: 4 МГц / 4,5 мм - не более 3 шт. (при необходимости).
5. Картридж 2 для лица: 7 МГц / 1,5 мм - не более 3 шт. (при необходимости).
6. Картридж 2 для лица: 7 МГц / 3,0 мм - не более 3 шт. (при необходимости).
7. Картридж 3 для тела (живот): 4 МГц / 7,0 мм - не более 3 шт. (при необходимости).
8. Картридж 3 для тела (живот): 4 МГц / 10,0 мм - не более 3 шт. (при необходимости).
9. Картридж 3 для тела (живот): 4 МГц / 13,0 мм - не более 3 шт. (при необходимости).
10. Картридж 4 для тела (бедро): 4 МГц / 7,0 мм - не более 3 шт. (при необходимости).
11. Картридж 4 для тела (бедро): 4 МГц / 10,0 мм - не более 3 шт. (при необходимости).
12. Картридж 4 для тела (бедро): 4 МГц / 13,0 мм - не более 3 шт. (при необходимости).
13. Кейс для переноски аппарата - 1 шт.
14. Кабель питания - 1 шт.
15. Руководство по использованию - 1 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0056509