



CM1200B

12-канальный электрокардиограф



Спрятанная ручка




Буквенно-цифровая клавиатура, подсветка кнопок



Память на 300 ЭКГ-записей; USB для передачи данных; система управления ПК-ЭКГ

Четкий профессиональный отчет



12X1 + средний шаблон + Автоматический анализ

✓ 5.7-дюймовый ЖК цветной монитор, удобный для наблюдения

✓ Внутренняя стойка из алюминиевого сплава, противоударная, противопомеховая конструкция

✓ Высококачественная система печати, печать четкая и гладкая

✓ Внутренняя модульная конструкция, простая в обслуживании



CM1200B

12-канальный электрокардиограф

COMEN

Особенности


- 5.7-дюймовый ЖК цветной экран
- Индикация состояний подсоединений
- Простая и понятная раскладка клавиатуры с подсветкой
- Внутренняя память на 300 ЭКГ-записей
- Высокоточные цифровые фильтры (EMG-фильтр, АС-фильтр, фильтр помех, фильтр низких частот)
- 122 диагностических отчета
- Просмотр и печать 120-секундного замера ЭКГ-волн
- Поддержка 210 мм рулонной и листовой бумаги А4
- USB-разъем для подсоединения к ПК и передачи данных
- Система управления ПК-ЭКГ
- Рабочие режимы: Автоматический, Ручной, Переменный

Интерфейс



Интерфейс карты состояния Интерфейс общей установки Интерфейс ввода данных о пациенте Интерфейс настроек печати

Интерфейс настроек печати



Режимы печати: 12X1, 6X2+1R, 3X4+1R, автоматический анализ



CM1200B

12-канальный электрокардиограф

